





GUÍA PARA REALIZAR UN PERIODONTOGRAMA EN GESDEN

1º Debemos de clicar en periodontograma. Si ya tenemos uno realizado previamente y queremos hacer uno nuevo debemos de clicar en añadir.



2º El periodontograma empieza por defecto en el maxilar superior si solo quisiéramos hacer el inferior clicaríamos en el inferior.


3º Para empezar a marcar el Sondaje deberemos clicar en la fila intermedia de ceros (BI) y si quisiéramos indicar las posibles recesiones clicamos en la fila de ceros inferior (Rc). La fila superior de ceros es la Suma del BI + Rc.



Todo esto lo tenemos que repetir en la Cara palatina.

4º Para indicar el sangrado iremos marcando en cada diente las zonas de sangrado

5º Para la movilidad la Indicaremos en el apartado (Mv) con un número



Nota : El número máximo de sondaje que permite este programa es de 9mm si hubiera un sondaje superior habría que añadir “una nota” (ver siguiente hoja) en el diente indicando el sondaje superior a 9mm

